

Tejipari labor homogenizátor

Dinkelberg CLH01

A minta előkészítés kiváló eszköze,
Ideális kis mennyiségű proteintartalmú minták homogénezéséhez, akár darabos alkotóelemekkel is.

Működési elv:

A minták óvatos homogenizálása a mintakamrában létrehozott vákuum segítségével történik, mely révén elkerülhető a habosodás. A készülék szabályozó elektronika segítségével megadott időintervallumokban többször bekapcsol. Eredményként rendkívül homogén minta keletkezik, ami már nem tartalmaz különálló elemet.

Műszaki kialakítás:

- Vákuum szabályozás elektronikus úton
- LED kijelző az adatok kijelzésére
- Adatok beállítása 1 mbaros lépésekben 0-750 mbar tartományban
- Bekapcsolásai periódus hossz és periódus szám a felhasználó igényei szerint állíthatók be.
- A beállított adatok gombnyomásra lehívhatók 1 mbaros lépésekben
- Mintakamra úrtartalma 250 ml

